



:SQOOM®

Инструкция по
использованию



entialH+



Краткий обзор	4
Применение	6
xCential Gele	8
Программы применения	10
Эксплуатация и хранение	16
Технические характеристики и важные примечания	18

Благодарим Вас за покупку SQOOM. Эта высококачественная концепция от эксперта в области медицины и косметологии - компании SQOOM Global AB – предлагает ряд активных гелей и инновационный прибор, обеспечивающий высокоэффективный результат в борьбе против старения. Предлагаются разные программы: Очистка, Массаж, Питание, Лифтинг, Отбеливание, Разглаживание морщин и Растяжения спины и мышц.

Пожалуй, самый элегантный способ получить красивую кожу. SQOOM Концепция с запатентованной синхронной технологией сочетает ультразвук и ионофорез.

Просим Вас внимательно прочитать эту инструкцию по использованию для достижения наилучшего результата в уходе за кожей.



Просим Вас использовать SQOOM только с разработанными нами гелями по уходу за кожей. Мы не несем ответственности за результаты при использовании косметических или медицинских препаратов других производителей.

- 1 | **Трансдучер с титановым сплавом**
особенно подходит для людей,
страдающих аллергией
На трансдуксер наносится гель.
- 2 | **Световой индикатор**
Световой индикатор на обратной стороне SQOOM
регулярно загорается, чтобы показать, что прибор
работает (только при контакте с кожей).
- 3 | **Кнопка ON/OFF (включение/выключение)**
Нажмите на кнопку один раз для
включения и/или выключения SQOOM.
- 4 | **Кнопка выбора программы STEP**
Нажатие на кнопку выбора позволит Вам
активировать одну из программ.
- 5 | **Контактные рукоятки справа и слева**
Всегда держите свой SQOOM, касаясь
контактных рукояток с двух сторон.
- 6 | **Зарядное устройство**
Ставьте SQOOM в зарядное устройство после
каждого использования. Таким образом Вы можете
быть уверены, что SQOOM всегда будет готов к
работе.
- 7 | **Световой индикатор зарядки батареи**
Заряжайте SQOOM до тех пор, пока световой
индикатор не станет зеленым.





Очистите свою кожу, как обычно, перед началом любой программы.

Затем щедро нанесите один из ценных гелей прямо на трансдюсер (1) или на обрабатываемый участок кожи. Включите прибор (2).

Теперь выберите подходящую программу воздействия (3) и крепко держите прибор SQQOOM с двух сторон, касаясь контактных рукояток (4). Затем приложите трансдюсер к обрабатываемому участку кожи и плавно водите им по коже медленными круговыми движениями (5).

Пожалуйста, обратите внимание: Если Вы проводите процедуры с использованием прибора SQQOOM на коже другого человека, то обязательно касайтесь этого человека свободной рукой (контакт с кожей), чтобы замкнуть круг и обеспечить правильное использование Вашего прибора (6).





xCential cleanser

Благодаря xCential cleanser вы можете добиться самой оптимальной очистки кожи до самых глубоких пор. Гель воздействует на бактериальную флору и создаёт благоприятные условия для существования полезных для кожи микроорганизмов и таким образом подготавливает вашу кожу для следующих процедур с SQQOM. Гель, содержащий пантенол и экстракт ромашки, обладает успокаивающим эффектом.

xCential H+

Инновационный гель против старения содержащий полезные для кожи и натуральные действующие вещества. Основным компонентом геля является фрагментированная гиалуроновая кислота. Мелкие частицы гиалуроновой кислоты обеспечивают гораздо более легкое проникновение большего количества частичек в основные слои кожи, где они заполняют полости, возникновение которых обусловлено старением кожи. А теперь этот гель с новой активной формулой, которая защищает вашу кожу от свободных радикалов и обеспечивает интенсивной влагой благодаря алоэ вера.

xCential deSpot

Этот отбеливающий гель содержит уникальное сочетание активных ингредиентов сульфорафана и генистеина, помогает устранять пигментные дефекты кожи и уменьшает возрастные пятна.

xCential booster

Концентрированная влага в течение 24 часов. Непосредственный эффект для свежего и бархатистого ощущения. Придает коже более молодой, сияющий вид.

xCentialcleanser

- Очистите кожу, как обычно удалите косметику, крема и духи.
- Нанесите xCential cleanser гель на трансдюсер или на обрабатываемый участок кожи.
- Включите прибор SQOOM, нажав на кнопку POWER и выберите программу **C** кнопкой STEP или программу **I** (синий) для области вокруг глаз.
- Крепко держите прибор SQOOM с двух сторон, касаясь контактных рукояток.
- Затем приложите трансдюсер к обрабатываемому участку кожи и плавно водите им медленными круговыми движениями.
- После завершения процедуры с использованием геля SQOOM cleanser следует протереть лицо влажной салфеткой или промыть водой.
- Результат: Кожа очищена до самых глубоких пор.



xCentialH+

- Мы рекомендуем выполнять программу ОЧИСТКИ перед каждой процедурой.
- Нанесите гель xCential hyaGel на трансдюсер или на обрабатываемый участок кожи.
- Включите прибор SQOOM, нажав на кнопку POWER и выберите **W** программу или программу **I** (зелёный) для области вокруг глаз, нажимая на кнопку STEP.
- Крепко держите прибор SQOOM с двух сторон, касаясь контактных рукояток.
- Затем приложите трансдюсер к обрабатываемому участку кожи и плавно водите им медленными круговыми движениями.
- Мы рекомендуем после завершения вечерней процедуры оставить гель в качестве маски, и позволить ценным ингредиентам благотворно воздействовать на надкожицу. После утренних и дневных процедур мы рекомендуем протереть лицо влажной салфеткой или протирать водой.
- Результат: Красивая и свежая кожа.



Совет: Используйте дополнительно к программе **W**, 1-2 раза в неделю программы **M** и **L**.

ПРОГРАММА 1 | C

Глубокая очистка кожи



ПРОГРАММА 6 | I blau

Специально для области вокруг глаз



Время воздействия: 4 мин.

Применение: Один раз в неделю
Используйте ежедневно для более быстрых результатов.

ПРОГРАММА 3 | W

Снижение количества морщин, подтяжка кожи



ПРОГРАММА 6 | I grün

Специально для области вокруг глаз



Время воздействия: 8-12 мин.

Применение: Один раз в неделю
Используйте ежедневно для более быстрых результатов.

xCentialdeSpot

- Мы рекомендуем выполнять программу ОЧИСТКИ перед каждой процедурой.
- Нанесите гель xCential deSpot на трансдюсер или на обрабатываемый участок кожи.
- Включите прибор SQQOOM, нажав на кнопку POWER и выберите W программу или программу I (зелёный) для области вокруг глаз, нажимая на кнопку STEP.
- Крепко держите прибор SQQOOM с двух сторон, касаясь контактных рукояток.
- Затем приложите трансдюсер к обрабатываемому участку кожи и плавно водите им медленными круговыми движениями.
- Мы рекомендуем после завершения вечерней процедуры оставить гель в качестве маски, и позволить ценным ингредиентам благотворно воздействовать на надкожицу. После утренних и дневных процедур мы рекомендуем протирать лицо влажной салфеткой или промывать водой.
- Результат: Значительное уменьшение пигментных пятен.



ПРОГРАММА 3 | W

Воздействие на пигментные anomalies (возрастные пятна)



ПРОГРАММА 6 | I grün

Специально для области вокруг глаз



Время воздействия: 8-12 мин.

Применение: Один раз в неделю
Используйте ежедневно для более быстрых результатов.


xCentialbooster

- Нанесите гель xCential booster на трансдюсер или на обрабатываемый участок кожи.
- Включите прибор SQQOOM, нажав на кнопку POWER и выберите S программу, нажимая на кнопку STEP.
- Крепко держите прибор SQQOOM с двух сторон, касаясь контактных рукояток.
- Затем приложите трансдюсер к обрабатываемому участку кожи и плавно водите им медленными круговыми движениями.
- После завершения процедуры, мы рекомендуем уже пальцами продолжать массировать оставшийся гель в кожу.
- Результат: Придает коже более молодой, сияющий вид.



ПРОГРАММА 5 | S

Концентрированная влага в течении 24 часов.



Время воздействия: 4 мин.

Применение: При необходимости - непосредственный эффект для особых случаев, или в качестве идеального дополнения xCential H + процедур.



Просим Вас соблюдать следующие инструкции для обеспечения длительного срока службы Вашего прибора.

Просим Вас использовать SQOOM только с разработанными нами гелями по уходу за кожей. Мы не несем ответственности за результаты при использовании косметических или медицинских препаратов других производителей.



Международная гарантия

Условием бесплатного гарантийного обслуживания Вашего изделия в течение всего срока гарантии является его правильная эксплуатация, в соответствии с требованиями инструкций изготовителя.

При покупке зарегистрируйте ваш прибор:

www.warranty.sqoom.com

Customer service: info@SQOOM.com

- Храните прибор в сухом месте и не мойте его водой.
- Очищайте датчик влажности салфеткой.
- Ставьте прибор в зарядное устройство после выключения и следите за тем, чтобы горел красный светодиодный индикатор.
- Цвет светодиодного индикатора сменится с красного на зеленый при завершении процесса зарядки. В том случае, если при зарядке произойдет ошибка, красный светодиодный индикатор будет мигать.
- Если батарея полностью разряжена, то необходимо заряжать ее как минимум 3 часа, прежде чем снова пользоваться прибором.
- Полностью заряженный прибор будет работать примерно 4 часа. Нажмите на кнопку STEP и удерживайте ее примерно 3 секунды, чтобы увидеть уровень зарядки батареи. Если горит 6 светодиодных программных индикаторов, то прибор полностью заряжен. Если горит только 2 светодиодных программных индикатора,

- то зарядки батареи хватит на 30 минут работы. Звуковой сигнал указывает на то, что батарее необходимо подзарядить.
- Прибор автоматически отключится через 2 минуты, если не будет использоваться.
- Стандартное время работы для каждой процедуры составляет 4 минуты. Тональный сигнал прозвучит через 4 минуты, и прибор переключится в режим ожидания. Прибор отключится окончательно, если Вы не возобновите его использование в течение 2 минут.
- Номинальное входное напряжение составляет 100-240 В AC (переменный ток) – это значит, что Вы сможете пользоваться прибором во время путешествий в любой стране мира.
- Отключите зарядное устройство от сети, как только прибор будет полностью заряжен.
- Следите за тем, чтобы электрические контакты всегда были чистыми, незапыленными и сухими.

Технические характеристики и защита окружающей среды

Название прибора

Прибор SQOOM M2

Зарядное устройство

Линейное напряжение AC 100-240 В, 50/60 Гц

Вес 133 г

Ручной прибор

Литий-ионная батарея

Линейное напряжение AC 100-240 В

Выход/Адаптер 4.2 В = 1 А

Выход 7 Вт

Вес 194 г (общий вес)

Ультразвук

Частота от 1 МГц

Уровни интенсивности от 0,1 Вт/см² до 0,5 Вт/см²

Ионизация 1 Гц/150 мсек диапазон пульса



В интересах вторичной переработки прибор нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором по окончании срока его службы. Вы можете вернуть прибор в SQOOM Global AB или передать в соответствующие сборные пункты.

Важные примечания

Просим Вас использовать SQOOM только с разработанными нами гелями по уходу за кожей. Мы не несем ответственности за результаты при использовании косметических или медицинских препаратов других производителей.

Не воздействуйте на один и тот же участок кожи дольше 20 минут в день. Не используйте SQOOM на пораженных раком кожи или прооперированных участках.

Не используйте SQOOM при наличии кардиостимулятора.

При гиперфункции щитовидной железы не используйте SQOOM в передней области шеи или в области грудной клетки.

Не используйте SQOOM вблизи протезов суставов, поскольку это может вызвать боль.

Не используйте SQOOM в области живота или грудной клетки во время беременности.

Избегайте контакта с глазами. Храните прибор и гель в недоступном для детей месте.

Не храните гель при температуре выше +25°C.

Гель предназначен только для использования на коже.

Если Вы проводите процедуры с использованием прибора SQOOM на коже другого человека, то обязательно касайтесь этого человека свободной рукой (контакт с кожей), чтобы обеспечить правильное функционирование системы.

© Все права сохранены за компанией SQOOM Global AB. На все информационные материалы распространяется авторское право.

SQOOM Global AB
Stockholm/ Sweden



Зарегистрированный товарный знак
SQOOM Global AB

SQOOM Global AB
Office/Warehouse
Åkersbärsvägen 14
611 38 Nyköping
Sweden
+46 852 504 720
info@SQOOM.com
www.SQOOM.com